



独创的双保险机制 让“淋病”检查从此变得一准！快！易！

- “淋病检查”是优生优育、妇幼保健、行业健康体检、征兵等体检的必查项目之一；
- 淋球菌抗原检测是南京黎明首创的新技术，比涂片镜检法更准确，比培养法更快捷，使以往流于形式的“淋病检查”变得更容易操作和实施；
- 南京黎明独创的“双靶位”抗原检查方法(初筛卡+复查卡)，使淋病检测结果的假阳性率几乎为零。每盒试剂(20人份)，另外免费赠送抗原检测靶位不同的复查卡一人份，对初筛结果为阳性的标本可用复查卡进行再确认。

StrongStep®

淋病奈瑟球菌抗原检测试剂盒 (乳胶免疫层析法)

Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test



为高品质的优生优育检验服务提供试剂保障

淋球菌/沙眼衣原体抗原二联检测试剂盒(乳胶免疫层析法)



- 仅需一支拭子标本
- 无需任何辅助仪器
- 30分钟之内同时取得淋球菌及衣原体两项检测结果
- 现场采集的标本，常温下(15-30℃)可保存4-6小时而不影响检测结果的准确性

支原体培养、鉴定、计数及药敏试验试剂盒(比色法)

国际公认最好的支原体培养及药敏试剂盒



法国生物梅里埃(bioMerieux, sa)
原装进口产品

从标本中直接对解脲、人型支原体进行分离培养、鉴定、菌浓度测定及对9种药的药物敏感性试验同步完成。
适用标本--男性前尿道拭子、前列腺液、精液、尿液、女性宫颈阴道分泌物采样拭子等。24小时报告检测结果。

产品名称	规格	检测方法	批准文号	生产商
淋病奈瑟菌抗原检测试剂盒	20人份/盒	乳胶免疫层析法	国械注准20153401603	南京黎明生物
沙眼衣原体抗原检测试剂盒	20人份/盒	乳胶免疫层析法	国械注准20153401601	南京黎明生物
淋球菌/沙眼衣原体抗原二联检测试剂盒	20人份/盒	乳胶免疫层析法	国械注准20153401606	南京黎明生物
白色念珠菌抗原检测试剂盒	20人份/盒	乳胶免疫层析法	国械注准20153401604	南京黎明生物
阴道毛滴虫抗原检测试剂盒	20人份/盒	乳胶免疫层析法	国械注准20153401602	南京黎明生物
白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒	20人份/盒	乳胶免疫层析法	国械注准20153401605	南京黎明生物
细菌性阴道病检测试剂卡	50人份/盒	PH法	苏械注准20152400677	南京黎明生物
支原体培养、鉴定、计数及药敏试验试剂盒	25测试/盒	比色法	国食药监械(进)字2012第2403183号	法国梅里埃(BioMerieux, sa)
人类免疫缺陷病毒(HIV)1+2型抗体诊断试剂盒	100个测试/包	胶体硒法	国食药监械(进)字2012第3401046号	美艾利尔(Alere)
梅毒螺旋体抗体检测试剂盒	100个测试/包	胶体硒法	国食药监械(进)字2013第3402822号	美艾利尔(Alere)

※ 除《支原体培养、鉴定、计数及药敏试验试剂盒》外，其它试剂均在15—30分钟内报告检测结果。



StrongStep®

制 造 商：南京黎明生物制品有限公司
服 务 热 线：025-85476723 025-85422069
手 机：189 5175 0358 189 5175 0365
地 址：南京市花园路12号(210042)
传 真：025-85476387
网 址：www.limingbio.com